

## Doing follow up for sterilization of towels if any defect found eliminate them and bring new disposable sets for cardiac surgery

پروژه‌ی پاک‌کردن‌هوی ته‌واوه‌تی بۆ له‌ئاو‌بردنی هۆکاره‌کانی هه‌وکردن یه‌کیکه‌ له‌ بنهما و هه‌نگاوه‌ بنچینه‌یه‌کانی نه‌شته‌رگه‌ری، بۆ به‌ده‌سته‌پێانی باشت‌ترین نه‌جام و دوور‌بوون له‌ ده‌رئه‌نجامه‌ خراپه‌کانی نه‌شته‌رگه‌ری.

پاش وهرگرتنی ئهرکی مانگی ۱۱م بۆ به‌دواداچوون له‌ پروژه‌ی پاک‌کردن‌هوی ته‌واوه‌تی تاو‌له‌کان (خا‌ولییه‌کان) که‌ بۆ دا‌پۆشینی نه‌خۆش به‌کارده‌هێند‌رین له‌ هۆله‌کانی نه‌شته‌رگه‌ریمان ده‌ستم کرد به‌ به‌دواداچوونی وورد بۆ دۆزینه‌وه‌ی ریکاره‌ به‌ه‌رتیه‌یه‌کانی ئهم پروژه‌یه‌ و لیستیکی پیا‌چوونه‌وه‌م دروست کرد که‌ له‌ پینچ خالی سه‌ره‌کی پیک دیت (ها‌وپینچ له‌ په‌ره‌کانی دا‌هاتوو).

پاش ناماده‌کردنی لیستی پیا‌چوونه‌وه‌ به‌ مه‌یدانی سه‌ردانی به‌شی شوشتنی تاو‌له‌کانم کرد له‌ نه‌خۆشخانه، له‌و ئه‌گه‌ڵ به‌ریز (محمد انور) کۆبوومه‌وه‌ و پرسیار و هه‌لسه‌نگاندنه‌کانی خالی یه‌که‌می لیسته‌که‌م لێی کرد و ئه‌ویش پاش و له‌لامدانه‌وه‌ی پرسیاره‌کان باسی پروژه‌یه‌ی بۆکردم که‌ چی نه‌نجامده‌د. ئه‌وه‌ی جیگه‌ی ناماژه‌یه‌ تاو‌له‌کان نا‌پشک‌رین‌د‌رین و جیا نا‌کرینه‌وه‌ له‌ نه‌گه‌ری دران، کونبوون، تیکچوونی ره‌نگیان یا خود هه‌ر حا‌له‌تیکی دیکه‌.

له‌ به‌شێکی دیکه‌ی ئه‌رکه‌که‌مدا له‌گه‌ڵ به‌ریز (نازاد که‌مال) کارمه‌ندی ناو سا‌له‌ و به‌شی پاک‌کردن‌هوی ته‌واوه‌تی کۆبوومه‌وه‌، داوام لێیکرد که‌ به‌شیوه‌یه‌کی کرداری کرداری پاک‌جکردنی تاو‌له‌کان نه‌نجامدات. پاش نه‌نجامدانی بۆم ده‌رکه‌وت که‌ ده‌توان‌رێ بۆ شیوه‌یه‌کی باشت‌ر نه‌نجام‌د‌رێ ها‌وپینچ قیدیویه‌ک شه‌یر ده‌که‌ین بۆیان.

به‌شی سێیه‌می لیسته‌که‌مان پروژه‌ی پاک‌کردن‌هوی ته‌واوه‌تییه‌ به‌ نامیز، پێویسته‌ د‌ل‌ن‌یا ببینه‌وه‌ له‌ بوونی پروژه‌ی وشک‌کردن‌هوی له‌ سو‌ری پاک‌کردن‌هوی که‌دا، چونکه‌ چهند جاریک تییینیم کردووه‌ که‌ تاو‌له‌کان شیی ته‌ریان تیدا‌بووه‌ له‌ کاتی به‌کارهێنانیان له‌ نه‌شته‌رگه‌ری که‌ نه‌مه‌ش ده‌بێته‌ هۆی دروست‌بوونی ژینگه‌یه‌ک بۆ گه‌شه‌سه‌ندنی میک‌روبه‌کان، نه‌مانی توانای تاو‌له‌کان بۆ ریک‌ری له‌ هه‌وکردن، و کاریگه‌ری له‌سه‌ر شوین‌برینی نه‌شته‌رگه‌رییه‌که‌.

له‌ خالی چوارهم تیپ به‌کارده‌هێند‌رێ بۆ د‌ل‌ن‌یا‌بوون له‌ پاک‌زبوونه‌وه‌، ده‌توان‌رێ نمونه‌ وهر‌بگیر‌د‌رێ بۆ که‌له‌چ‌ه‌رکردن و زیات‌ر د‌ل‌ن‌یا‌بوونه‌وه‌ له‌ پاک‌زبوونه‌وه‌ی ته‌واوه‌تی.

کۆتا خالی په‌یوست به‌ پروژه‌ی پاک‌کردن‌هوی ته‌واوه‌تی هه‌لگرتنی تاو‌له‌کانه‌ له‌ شوینیکی خا‌وین، وشک، و دیاریک‌راوی تایب‌ه‌ت وه‌ سنوردارکردنی جولا‌ندنیان.

## پیشنیار هکان:

- ۱- لابردين و فريدانى تاو له دراو و تيكچوو هكان وه ههروه ها پشكنينى تاو له هكان هه موو جار پيش پاكرژكر د نه وه و جيا كرده وهى تاو له تيكچوو هكان
- ۲- باشتراكردنى تهكنيكى قه د كرده تاو له هكان
- ۳- دلنيا بو نه وه له بهكار هينانى تاو له هكان به وشكى و بهكار نه هينانى نهوانهى كه شيان تيدايه
- ۴- نه نجامدانى كه لچهر بو تاو له هكان به شيوهيهكى هه پر مهكى
- ۵- گرينگيدان به پرۆسهى هه لگرتنى تاو له هكان پاش پاكرژكر د نه ويان.
- ۶- دابين كرده سىتى ديسپۆسه بل له نه گهرى نه توانينى كونترول كرده خالهكانى سه ره وه به مه به سىتى كه مكر د نه وهى مه ترسيهكانى توشبوون به هه و كرده توند له پاش نه شته رگهرى.

November Task: Shirwan Jamil M Amin

Doing follow up for sterilization of towels if any defect found eliminate them and bring new disposable sets for cardiac surgery

## هەنیک وینە ی تاولەکان



## Checklist for Follow-Up on Sterilization of Towels and Replacement with Disposable Sets for Cardiac Surgery

No	Step	Achieved	Not Achieved
1.	<b>Pre-cleaning and inspection</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Thoroughly cleaned to remove dirt, debris, or organic matter</li> <li>✓ Towels should be visually inspected to ensure they are free of any tears, holes, or fraying or foreign materials</li> <li>✓ Identify stains or discoloration</li> <li>✓ Isolate any towels with defects, mark defective items with a clear label ("Unfit for Use")</li> <li>✓ Record the quantity, type of defect, and batch details</li> </ul>	✓	X X  X X
2.	<b>Packaging</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Properly folding and wrapping towels ensures uniform sterilization</li> <li>✓ Items should be packed to allow adequate steam penetration and prevent air pockets</li> </ul>	Needs more specific practice	
3.	<b>Sterilization methods</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Steam sterilization requires autoclaving at 121°C (250°F) for minimum 30 minutes</li> <li>✓ Or Prevacum Autoclave: 132°C for at least 4 mins</li> </ul>	Not sure	

Doing follow up for sterilization of towels if any defect found eliminate them and bring new disposable sets for cardiac surgery

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ensuring that sterilization cycles include a drying phase to prevent residual moisture</li> </ul>		<b>X</b>
4.	<b>Quality control</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Each sterilized pack should include indicators (Check sterilization tape indicators for color changes), to confirm that the sterilization parameters were met.</li> </ul>	✓	
5.	<b>Storage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Once sterilized, towels should be stored in a clean, dry, designated sterile area</li> <li>✓ Limiting handling to prevent contamination and ensuring that packages remain intact until they are needed for surgical use</li> </ul>		<b>X</b>  <b>X</b>
6.	<b>Replacement with disposable sets</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Use high-quality, single-use disposable sets that meet surgical standards (ISO 11607)</li> <li>✓ Verify expiration dates and packaging integrity before use</li> <li>✓ Store Properly: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maintain disposable sets in a clean, dry, and sterile environment</li> <li>- Rotate stock to avoid expired items</li> </ul> </li> </ul>		